



LTA
medical




CATALOGO

**Spazzole professionali per
la pulizia interna ed esterna dello
strumentario chirurgico**

Spazzole per uso esterno ed interno

Linea completa di spazzole per la pulizia interna ed esterna dello strumentario chirurgico sia rigido che flessibile.



In particolare la vasta gamma offerta di spazzolini per la pulizia interna dei canali permette la scelta ottimale dei diametri delle spazzole da utilizzarsi in quanto solo producendo una frizione con angolo a 40°-45° si ottengono i risultati ottimali nel processo di pulizia.



diametro della spazzola troppo piccolo, non viene esercitata nessuna azione pulente.



diametro della spazzola troppo grande, l'elevata compressione delle fibre impedisce un buon effetto pulente e può arrecare danni alle superfici dello strumento.



diametro della spazzola corretto, dove le fibre assumono durante la scovolatura un angolo di 40°-45° ottenendo il massimo della resa

Spazzole per uso esterno autoclavabili

Spazzola a setole DURE, impugnatura ergonomica

CE



Art. No

pz / cfz

lungh. tot.. lungh.setole altezza setole

510	22 cm	75 mm	15 mm	1
-----	-------	-------	-------	---

Spazzola a setole DURE, CORTE, impugnatura ergonomica

CE



lungh. tot.. lungh.setole altezza setole

510C	22 cm	75 mm	8 mm	1
------	-------	-------	------	---

Spazzola a setole durezza MEDIA, impugnatura ergonomica

CE



lungh. tot.. lungh.setole altezza setole

520	22 cm	75 mm	15 mm	1
-----	-------	-------	-------	---

Spazzola a setole MORBIDE, impugnatura ergonomica

CE



lungh.totale lungh.setole altezza setole

530	22 cm	75 mm	15 mm	1
-----	-------	-------	-------	---

Spazzola a setole molto DURE, per sporco ostinato

CE



570

Setole in composto termoplastico a basso assorbimento

1

Spazzole per uso esterno autoclavabili

Spazzole per la pulizia di:
raspe femorali e raspe omerali

Art.No.		pz / cfz		CE
550	setole dure	1		
550C	setole dure	1		


Spazzola per la pulizia di:
frese per acetabolo, glenoide, rotula

540	setole dure	1		CE
-----	-------------	---	--	----

Spazzola per la pulizia dei:
perforatori, cutters, lame, Debakey, raspe, ecc.

560	setole dure	1		CE
-----	-------------	---	--	----

Spazzola per la pulizia di:
strumentario standard ed endoscopi

535	setole morbide	1		CE
-----	----------------	---	--	----

Spazzola per la pulizia di:
strumentario per microchirurgia ed oculistica

410	setole medie	2		CE
430	setole morbide	2		

Spazzole per canali interni, autoclavabili



MicroFlex S

Spazzole pluriuso, flessibili, senza impugnatura, spazzola fissa, autoclavabili, indicate per la pulizia delle cannule d'aspirazione ORL, punte da trapano per la microchirurgia della mano, aghi fini, manipolatori uterini, ecc.



Diametro canale	Lunghezza	Art.No	pz / cfz
da 0.9 mm a 1.1 mm	20 cm	730-20	1
	50 cm	730-50	1

MicroFlex

Spazzole pluriuso, flessibili, senza impugnatura, spazzola fissa, autoclavabili, indicate per la pulizia dei canali di piccolo diametro di strumentario laparoscopico ed endoscopico.



Diametro canale	Lunghezza	Art.No	pz / cfz
da 1.0 mm a 1.4 mm (da 3 a 4 Fr.)	30 cm	740-30	1
	50 cm	740-50	1
	75 cm	740-75	1
da 1.4 mm a 2.4 mm (da 4 a 7 Fr.)	30 cm	750-30	1
	50 cm	750-50	1
	75 cm	750-75	1
da 2.4 mm a 3.4 mm (da 7 a 10 Fr.)	30 cm	760-30	1
	50 cm	760-50	1
	75 cm	760-75	1
da 3.4 mm a 4.4 mm (da 10 a 13 Fr.)	30 cm	770-30	1
	50 cm	770-50	1
	75 cm	770-75	1
da 4.0 mm a 5.0 mm (da 12 a 15 Fr.)	30 cm	780-30	1
	50 cm	780-50	1
	75 cm	780-75	1

R - Flex

Spazzole pluriuso, rigide (inox), con impugnatura, spazzola fissa, autoclavabili, indicate per la pulizia delle canule d'aspirazione ORL, rubinetteria, connessioni, mandrini, trocars corti di piccolo diametro, ecc.



Diametro canale	Lungh. 4 cm	Lungh. 9 cm	Lungh. 12 cm	pz / cfz
da 1.2 mm a 1.5 mm (da 4 a 5 Fr.)	R4-1215	R-1215		1
da 1.6 mm a 2.2 mm (da 5 a 7 Fr.)	R4-1622		R-1622	1
da 2.3 mm a 3.2 mm (da 7 a 9 Fr.)	R4-2332		R-2332	1
da 3.3 mm a 4.3 mm (da 10 a 13 Fr.)	R4-3343		R-3343	1

Spazzole per canali interni, autoclavabili



MicroFlex S

Spazzole pluriuso, flessibili, senza impugnatura, spazzola fissa, autoclavabili, indicate per la pulizia delle cannule d'aspirazione ORL, punte da trapano per la microchirurgia della mano, aghi fini, manipolatori uterini, ecc.



Diametro canale	Lunghezza	Art.No	pz / cfz
da 0.9 mm a 1.1 mm	20 cm	730-20	1
	50 cm	730-50	1

MicroFlex

Spazzole pluriuso, flessibili, senza impugnatura, spazzola fissa, autoclavabili, indicate per la pulizia dei canali di piccolo diametro di strumentario laparoscopico ed endoscopico.



Diametro canale	Lunghezza	Art.No	pz / cfz
da 1.0 mm a 1.4 mm (da 3 a 4 Fr.)	30 cm	740-30	1
	50 cm	740-50	1
	75 cm	740-75	1
da 1.4 mm a 2.4 mm (da 4 a 7 Fr.)	30 cm	750-30	1
	50 cm	750-50	1
	75 cm	750-75	1
da 2.4 mm a 3.4 mm (da 7 a 10 Fr.)	30 cm	760-30	1
	50 cm	760-50	1
	75 cm	760-75	1
da 3.4 mm a 4.4 mm (da 10 a 13 Fr.)	30 cm	770-30	1
	50 cm	770-50	1
	75 cm	770-75	1
da 4.0 mm a 5.0 mm (da 12 a 15 Fr.)	30 cm	780-30	1
	50 cm	780-50	1
	75 cm	780-75	1

R - Flex

Spazzole pluriuso, rigide (inox), con impugnatura, spazzola fissa, autoclavabili, indicate per la pulizia delle canule d'aspirazione ORL, rubinetteria, connessioni, mandrini, trocars corti di piccolo diametro, ecc.



Diametro canale	Lungh. 4 cm	Lungh. 9 cm	Lungh. 12 cm	pz / cfz
da 1.2 mm a 1.5 mm (da 4 a 5 Fr.)	R4-1215	R-1215		1
da 1.6 mm a 2.2 mm (da 5 a 7 Fr.)	R4-1622		R-1622	1
da 2.3 mm a 3.2 mm (da 7 a 9 Fr.)	R4-2332		R-2332	1
da 3.3 mm a 4.3 mm (da 10 a 13 Fr.)	R4-3343		R-3343	1

Spazzole per canali interni, autoclavabili

G- FLEX

Sistema completo per la pulizia manuale di strumenti con canali dai 3 mm ai 40 mm, flessibili, con o senza impugnatura, autoclavabili e con spazzole sostituibili.



Diametro canale	Lungh. 25 cm	Lungh. 50 cm	Lungh. 75 cm	Ricariche (3 pz)
da 3 mm a 4 mm	610-25	610-50	610-75	610-00
da 4 mm a 5 mm	620-25	620-50	620-75	620-00
da 5 mm a 6 mm	630-25	630-50	630-75	630-00
da 6 mm a 8 mm	635-25	635-50	635-75	635-00
da 8 mm a 10 mm	640-25	640-50	640-75	640-00
da 10 mm a 13 mm	655-25	655-50	655-75	655-00
da 13 mm a 20 mm	680-25	680-50	680-75	680-00
da 20 mm a 30 mm	685-25	685-50	685-75	685-00
da 30 mm a 40 mm	690-25	690-50	690-75	690-00

N.B.: per ordinare le spazzole G-Flex senza impugnatura aggiungere al codice articolo il suffisso **SP** (es. 610-25 SP)

Tutte le spazzole sono in confezione singola non sterile.

G-Flex M

Spazzole da utilizzarsi per la pulizia interna delle **Maschere Laringee**, senza impugnatura, spazzole sostituibili, autoclavabili, lunghezza 25 cm.



Diametro interno	Codice	Ricariche(3 pz)
7 mm	M2,5	R-M2,5
9 mm	M3	R-M3
12 mm	M4	R-M4
15 mm	M5	R-M5



Accessori

Supporto a parete per spazzole endoscopiche e spazzole esterne.

Cod. 110



Spazzole per la pulizia Endoscopi Flessibili

EF



Serie completa di spazzole pluriuso per la pulizia manuale degli endoscopi flessibili: Gastroscopi, Ecoendoscopi, Nasogastroscopi, Colonscopi, Duodenoscopi, Enteroscopi, ecc.
Muniti di doppia spazzola fissa, flessibili, autoclavabili

Millimeter Conversion Chart		
Millimeters (mm)	Gauge (G)	French (Fr)
1.0mm	18G	3 Fr
1.2mm	16G	3.6 Fr
1.6mm	14G	4.8 Fr
2.0mm	12G	6 Fr
2.5mm	10G	7.5 Fr
3.0mm	8G	9 Fr
4.0mm	6G	12 Fr
5.0mm	4G	15 Fr
6.0mm	2G	18 Fr
8.0mm	0G	24 Fr
10.0mm	00G	30 Fr
11.0mm	7/16"	33 Fr
12.0mm	1/2"	36 Fr
14.0mm	9/16"	42 Fr
16.0mm	5/8"	48 Fr
19.0mm	3/4"	57 Fr



GASTROENTEROLOGIA	Diametro canale		Lunghezza			
	Minimo	Massimo	75 cm	100 cm	200 cm	300 cm
Canale operativo	2.4 mm	3.4 mm			EF 200-28	
Canale operativo / d'aspirazione	3.4 mm	4.4 mm			EF 200-38	EF 300-38
Pentax: canale d'insufflazione-aria/acqua-water jet	1.2 mm	1.5 mm			EF 200-15	EF 300-15
Canale operativo pediatrico	1.8 mm	2.2 mm			EF 200-20	
Canale piccolo aria/acqua	1.0 mm	1.2 mm			EFMB 200-12	
BRONCOSCOPIA / UROLOGIA						
Urologia / Ginecologia	1.8 mm	2.2 mm	EF 075-20			
Broncoscopia pediatrica	1.2 mm	1.5 mm		EF 100-15		
Fibroscopi da intubazione (canale operativo)	1.2 mm	1.5 mm		EF 100-15		
Canale operativo standard (broncoscopio)	1.8 mm	2.2 mm		EF 100-20		
	2.2 mm	2.4 mm		EF 100-22		
Canale operativo grande (broncoscopio)	2.4 mm	3.4 mm		EF 100-28		

IMPUGNATURA
valvole di comando aria/acqua
valvole di controllo aspirazione
water jet

	diametro canale minimo massimo	codice
spazzola standard (cfz. 2 pz)	5 mm 7 mm	EE-08
spazzola piccola (cfz. 2 pz)	8 mm 10 mm	EE-10



Dichiarazione di conformità CE - DM. Classe I



Déclaration CE de Conformité

Conformément à l'Annexe VII du Livre V bis du Code de la Santé Publique
Annexe VII de la Directive 93/42/CEE

Je soussigné, Monsieur Julien Burrelly, gérant de la Société LTA Médical, située 155, Rue de Rosny – 93100 Montreuil - France assure et déclare sous ma responsabilité que les dispositifs médicaux dont la liste est annexée appartiennent à la Classe I et satisfont aux dispositions du Livre V bis du Code de la santé Publique qui leur sont applicables.

De ce fait, je m'estime remplir les obligations des exigences essentielles selon l'Annexe I dudit Livre

Fabricant et Site de Fabrication : LTA Médical - 155 rue de Rosny 93100 Montreuil France –
Tél. 01.48.58.33.55 - Fax. 01.48.58.45.46 - Email : contact@ltamedical.com

Dispositif Médical : Brosses et écouvillons de nettoyage non stériles, autoclavables ou à usage unique pour le nettoyage des dispositifs médicaux.

Classe : classe I, suivant l'Annexe 9 règle 1 de cette directive, dispositif non implantable, non invasif, destiné au nettoyage des dispositifs médicaux par des moyens physiques.

Documentation Technique : Chaque gamme de produits LTA Médical fait l'objet d'une Fiche technique, comprenant les informations suivantes :

- Une description générale du produit avec les références concernées et les constituants,
- Les dessins de conception,
- La garantie,
- Les indications, les contre-indications, les précautions d'emploi et les instructions d'utilisation.

Fait à Montreuil, le 23 Avril 2007.

Julien BOURRELLY

Président

155, rue de Rosny - 93102 Montreuil Cedex - Tél. 01 48 58 33 55 - Fax 01 48 58 45 46 - www.ltamedical.com

LTA Médical, S.A.S. au capital de 50 000 € - RCS Bobigny B 389 360 389
Siret 389 360 389 00016 - N° d'identification intracommunautaire FR 01 389 360 389 - APE 4646 Z

Dichiarazione di conformità CE - DM. Classe I



ANNEXE Déclaration CE de conformité

Famille des brosses et écouvillons de nettoyage non stériles, autoclavables ou à usage unique pour le nettoyage des dispositifs médicaux :

AUTOCLAVABLES

1. Ecouvillons G-Flex rechargeables pour Dispositifs Médicaux creux
2. Ecouvillons sans poignée G-Flex M rechargeables pour Masques Laryngés.
3. Ecouvillons Microflex pour Dispositifs Médicaux creux
4. Ecouvillons Microflex S pour Dispositifs Médicaux.
5. Brosses de nettoyage Externe pour Dispositifs Médicaux.
6. Ecouvillons EF Double Brosse pour Endoscopes Flexibles.
7. Ecouvillons EF MB Mono Brosse pour Endoscopes Flexibles
8. Ecouvillons EE Mono Brosse pour Endoscopes Flexibles.
9. Ecouvillons R-Flex et R4-Flex pour Dispositifs Médicaux.

USAGE UNIQUE

10. Ecouvillons SU Usage Unique Mono Brosse ou Bi- Brosse pour Endoscopes Flexibles et Rigides (Unitaires, Kits ou Sets).
11. Ecouvillons SU M Usage Unique Mono Brosse pour Masques Laryngés.
12. Ecouvillons SU CT Patient Unique Mono Brosse pour Canules Trachéales.
13. Ecouvillons SU L (Brosse Médium) Usage Unique Mono Brosse pour dispositifs de Laparoscopie.
14. Ecouvillons SU Mono Brosse pour dispositifs de Laparoscopie.
15. Brosse de nettoyage à Usage Unique SU BS pour nettoyage externe des Endoscopes Flexibles ou Rigides.
16. Brosse de nettoyage à Usage Unique SU BER pour nettoyage externe intense.
17. Brosse de nettoyage à Usage Unique SU BEM pour nettoyage externe courant.
18. Set SU Panache composé des écouvillons et brosse nécessaire au nettoyage complet interne et externe des dispositifs médicaux.

Fait à Montreuil, le 23 Avril 2007

Julien BOURRELLY

Président

155, rue de Rosny - 93102 Montreuil Cedex - Tél. 01 48 58 33 55 - Fax 01 48 58 45 46 - www.ltammedical.com

LTA Médical, S.A.S. au capital de 50000 € - RCS Bobigny B 389 360 389
Siret 389 360 389 00016 - N° d'identification intracommunautaire FR 01 389 360 389 - APE 4626 Z



ATTESTATION

Je soussigné, Julien Bourrelly, Président de la SAS LTA Médical, certifie par la présente l'absence de LATEX, tant au niveau des brosses et écouvillons commercialisés par LTA Médical, que dans les composants entrant dans leur fabrication.

Fait à Montreuil, le 20 août 2007

Julien Bourrelly,
Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julien Bourrelly', written over a horizontal line.

155, rue de Roissy - 93102 Montreuil Cedex - TEL. 01 48 58 53 55 - Fax 01 48 58 45 46 - www.ltammedical.com

LTA Médical, S.A.S. au capital de 50 000 € - RCS Bobigny B 389 360 359
Siret 389 360 389 00016 - N° d'identification intracommunautaire FR 01 389 360 369 - APE 2142